




SEREONIC[®]ALERT

USER'S MANUAL VISUAL ALERT SYSTEM



MODEL CA-360Q

TABLE OF CONTENTS

CA-360Q Features	03
Important Safety Instructions	04
General Description	05
Package Contents	06
Unit Overview	07
Display Details	08
Display Details Description	09
Installation	10
Landline Telephone Connection	10
Quick Self Test	11
Voice Announce Language Select	11
Set the Clock	11
Set Alarm Time	11
Direct Connect to an External Lamp Module CA-LX	12
Reset button	12
Special Note when running as Remote Receiver	12
Energy Saving Mode	12
Adding Extra Wireless Sensor Accessories	13
CA-AX Special Warning Message	13
View accessories registered	14
Set the Date	14
Ignore Select accessories	14
Clear All Accessories	14
System Menu	15
System Reset	17
Technical Specifications	18
Accessories for Sereonic Alert	18
FAQ	19
Warranty Service Information	21
FCC & IC Information	22

Features:

- ⊙ 2.4GHz Wireless Smart-Code Technology
 - 360 full coverage of your entire home
- ⊙ Advanced Visual alert system alerts you to daily sounds:
 - Alarm clock
 - Phone / cell
 - Baby's crying
 - Weather alerts (external alarm)
 - Doorbell
 - Audio alarms
 - Motion Sensor
 - SOS paging and more
- ⊙ Multiple alerting outputs:
 - Loud speaker
 - Visual icons
 - Bright flasher
 - Alerting accessory
 - Bed shakers
- ⊙ Dual alarm settings (12/24-hr format)
- ⊙ Auto clock-dimming for a softer display at night
- ⊙ Dual bed shaker output jacks
- ⊙ Wireless Smart-Code technology supports thousands of systems
- ⊙ Internal antenna design for long range operations
- ⊙ Analog phone jacks for landline telephone ringing
- ⊙ Output jack to control a 100 watt max. lamp module (optional)
- ⊙ Use 520 Hz square-wave technology for maximum audio alert output
- ⊙ Built-in bright flashlight (with brightness control)
- ⊙ 2-way SOS (help) paging
- ⊙ Simple installation – just plug and use
- ⊙ Battery back-up (4x AA NiMH)
- ⊙ AC adapter 110/240 VAC, 50/60 Hz operation
- ⊙ 7 days full function battery back-up
- ⊙ Contemporary design with large 5" color display
- ⊙ User select color for icons and clocks
- ⊙ Intuitive alerting icons
- ⊙ User select show/hide main clock
- ⊙ Multiple language alert announces
- ⊙ Ignore accessories (in master mode Only)
- ⊙ Main power lost warning
- ⊙ Option to detect unregistered CA-AX audio sensors
- ⊙ Lost contact / Low battery warning on registered CA-AX sensors

Important Safety Instructions:

When using the **Sereonic Alert** Model CA-360Q, in order to reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons, basic safety precautions should always be followed, including the following:

01. Read all instructions before using alliance.
02. Do not mount or place Master-Unit on a small surface. Metal surfaces can reduce wireless signal transmission.
03. This product uses rechargeable batteries. Do not use non-rechargeable batteries as charging of this type can cause battery leakage.
04. Always disconnect phone cord from wall jack before changing /installing batteries.
05. To reduce injury risk, close supervision is necessary when appliance is used near children.
06. Do not contact moving parts or exposed metal surfaces.
07. Only use attachments recommended / sold by the manufacturer.
08. Do not use outdoors. Do not use near water.
09. To disconnect device, remove attached plugs from the device.
10. Do not unplug the unit by pulling the cord – grasp plug, not cord.
11. Unplug unit from outlet when not in use / before servicing or cleaning.
12. Do not operate an appliance with a damaged cord or plug; do not operate any appliance after it malfunctions, is dropped or damaged in any manner. Return appliance to nearest authorized facility for examination; repair or electrical / mechanical adjustment.
13. Avoid using telephone products during electrical storms. There's an electrical shock risk from lightning.
14. Do not use telephone to report a gas leak while in the vicinity of the leak.
15. Specifications of this product are subject to change without notice.

General Description:

Model CA-360Q is an advanced wireless visual alert system for the general public and special geared for the hard-of-hearing (HOH). It has a dual-alarm clock with a 5 inch (diagonal) color graphics display, and uses an exclusive Smart-Code technology and operates in the 2.4 GHz band. This technology offers a fast response and long range operation. It can support thousands of systems without the need for channel-setting switches.


The system alerts users to multiple different household functions/events using five (5) alerting outputs: speaker, flasher, bed-shaker, large visual icons, and digital voice speech. The display icon shows the name of the alert activation (optional accessories purchased separately).

Different system configurations can be setup on the CA-360Q. The basic system setup can have only one (1) CA-360Q unit as the master, and multiple remote receivers.


Additional wireless sensors, bed-shakers, and remote receivers may be purchased to cover a large home or office. New sensors must be registered to the CA-360Q master-unit before they can be recognized (See later "Adding Extra Wireless Sensor Accessories" section).

The CA-360Q, with its new system menu, provide the user options to change some of the visual parameters, such as showing / hiding the main clock, change clock colors, change icons color, change alerting tones, and change voice speech language.


Package Contents:




Base Unit



User's Guide



Batteries



AC Adapter



Phone Cord


Unpack and remove items from the box. Confirm all items are included before disposing of the shipping box.

Items included are:


- 1 – **Sereonic Alert** CA360Q
- 1 – User's Guide
- 1 – Telephone Cable
- 1 – AC adapter

* Batteries (user provided)

Unit Overview:




FRONT VIEW



BACK VIEW

Display Details:



Display Detail Description

- 1 Alarm-1 icon and set time.
 - Press **Alarm-1** button once to turn on/off the alarm.
 - When turned on, use the ▲ (for hour) and ▼ (for minutes) to set the alarm time while it is blinking. The time is set when blinking stopped.
- 2 Detection of unregistered CA-AX audio transmitter icon
 - Press **SPK+Alarm-2** buttons for 2 seconds to enable/disable.
 - When this function is disabled, the CA-360Q will only sound alerts to its registered CA-AX audio transmitters. Default is Off.
- 3 Alarm-2 icon and set time.
 - Press **Alarm-2** button once to turn on/off the alarm
 - When turned on, use the ▲ (for hour) and ▼ (for minutes) to set the alarm time while it is blinking. The time is set when blinking stopped.
- 4 System mode icon - (M)aster or (S)ub (remote)
- 5 Power and battery status icon
 - Show low battery status on registered CA-AX (audio sensor)
- 6 Motion detect alerts enabled icon
 - Press "**SPK**"+"**MODE**" buttons for 2 seconds to enable/disable.
 - When function is disabled, the unit will not sound the alert on registered CA-MX (motion sensor) is triggered. Default is Off.
- 7 Bed shaker connection icon
 - The number 1 or 2 shows which bed shaker is connected.
 - Bed shaker-1 will shake when alarm-1 is on.
 - Bed shaker-2 will shake when alarm-2 is on.
 - Both shakers will shake when an accessory alert is received.
- 8 Voice speech enable icon
 - Press **MODE** button for 3 seconds to change voice language.
- 9 Speaker volume level – Off – Low – High
 - Press **SPK** button once to change the speaker volume setting.
- 10 Main clock
 - Press **CLOCK** button for 2 seconds to show / hide the clock.

Installation:

01. Install four AA size rechargeable NiMH batteries in battery compartment at bottom of unit.


Warning: Do not use regular batteries, as charging of this type can cause batteries to leak and damage to the unit.

Note: *The CA-360Q will operate without batteries, but installing batteries is highly recommended to continue system operations in case of a power outage.*

02. Plug AC adapter into outlet and connect the plug to the unit.
03. Connect bed shaker to SHAKER-1 output jack.
04. Press the SPK button to set the volume (speaker icon).
05. Verify the "M" indicator is shown. Default is master mode.

Land Line Telephone Connection:

01. Connect an analog telephone to the PHONE OUT jack on the back.
02. Connect a telephone cord to the LINE IN jack on the back of the unit.



03. Place a call to the telephone number corresponding to the connected telephone line.
04. Verify that all alerting outputs - display icon, flasher, ring tone, and bed shaker (if connected) - respond correctly while the telephone is ringing.
05. Verify that by answering the call (from any telephone), all alerting outputs will stop.

Quick Self Test:

01. Press **SOS** button once on top of the unit. Verify that alert outputs (speaker, voice, flasher, shaker and alert icon display) lasts for about 45 seconds, then stops.
02. Press **RESET** button can stop at any time.
03. Verify that the flasher can be toggled ON and OFF using the RESET button.

Voice Announce Language Select

01. Press the **MODE** button for about 3 seconds. The display will show the available language list with the current language selection highlighted.
02. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll and press **MODE** again to select. If no voice speech is preferred, select Off from the list. The speech icon with an "X" will be shown for no voice announcements.
03. If there are remote receivers in the system, this new selected language will be updated.

Set The Clock:

Press the ▲ (UP) button for 2 seconds to start.

01. Use the ▲ or ▼ buttons to select 12/24 format, then press MODE.
02. Use the ▲ button to change the hour, and the ▼ button to change the minutes. The hours and minutes will continue to scroll when you press the buttons.
03. Press MODE or RESET button when finished. Clock is set.

Set Alarm Time :

01. Press **Alarm-1** or **Alarm-2** button once to enable the alarm. The alarm icon and time will blink. Use the ▲ (for hour) ▼ and (for minute) to change the alarm time if needed. The new alarm time will be set when it stops blinking.
02. When the alarm is on, the unit will sound and the connected shaker will shake for 45-seconds, then stops for a 5 minute snooze period.
03. This snooze pattern will repeat for up to one (1) hour. Press and hold the **RESET** button for 2 seconds will stop further snoozes.

Note: **SHAKER-1** and **SHAKER-2** output jack corresponds to Alarm-1 and Alarm-2 individually, but **BOTH** jacks will be active during alerts.

Connect to an External Lamp (Model CA-LX)

Sereonic Alert CA-360Q can control an external lamp via an optional external lamp module (Model CA-LX, purchased separately).

User can control the lamp **ON/OFF** using the **RESET** button on top of the unit. The operation of this lamp is synchronized with the flasher.

Note: *The external lamp must be left in the **ON** position, and the lamp must be incandescent type using less than 100 watts.*

RESET (Multi Function Button):

The **RESET** button behavior under different conditions:

01. During alarm clock , press once will stops alarm sounds and starts a 5-minute snooze, or press for 2 seconds will stop further snoozes.
02. In normal operations, press once will turn the flasher On / Off.
03. In battery mode, press once will turn display on for 3 seconds.
04. In menu setting, press once will exit the menu.
05. During alert alarms, press once will stop it, and reset all receivers.
06. Accessory low battery icon and warning message appeared: press once will clear the message for 12 hours, and if press for more than 6 seconds, the CA-360Q will temporary ignore the condition until the next accessory check-in signal is received.

Special Note when CA-360Q running as a Remote Receiver:

When CA-360Q operates as a remote receiver, it can **ONLY** paired to a CA-360Q master unit, and cannot paired any accessories to itself.

While the CA-360Q is in remote receiver mode, some critical system settings will be passed down from the master unit, and will not be available to change. For normal operations, the user must perform a system reset to convert the CA-360Q back to a master mode.

Energy Saving Mode

Press the **Light Control** button (rear) for about 6 seconds. The display will be turned off and the unit will operate in battery mode (with ac power attached). Press any button will cancel the mode.

All alerting functions are active during the energy saving mode.

Adding Extra Wireless Sensor Accessories to the system:

01. A new wireless sensor (example: a wireless doorbell) must be learned (registered) into the CA-360Q unit before it can be recognized.
02. Press and hold the **SOS/PAIR** button for 6 seconds until it beeps and display "**LEARN**", and the current accessories list.
03. Press and hold the new accessory's test button for about 6 seconds until the CA-360Q sounds, displayed the accessory name, and then added to the accessory list.
04. While still in the learn mode, repeat step 3 above to learn another accessory. Press the **RESET** button to exit when finished.
05. Test the new wireless accessory by pressing its test button. If the CA-360Q sounds the alarms, the learning was successful. If not, repeat the steps above and learn the accessory again.

Wireless Accessory	Max Number Allowed
CA-AX	10
CA-BX	3
CA-CX	1
CA-DB or CA-DX or CA-DXH	4 Any combination
CA-MX	3
CA-NOAA	1
CA-PX	10
CA-RX	10
CA-SOS	4

Special Warning Message from CA-AX

Since the CA-AX (audio sensor) is primarily associate with detecting emergency sounds (example: fire alarms), it is important that the CA-360Q keeps constant monitoring with the registered CA-AX.

When the predetermined period has lapsed without receiving a signal from the CA-AX, a low-battery icon with the AX number will appear, and a warning message will be displayed. The message can only be cleared by the Reset button, and will re-appear in 12-hours if the alerting status has not been cleared.

To view accessories registered

Press the MODE button once will display all the accessories learned (registered) with the CA360Q for about 5 seconds.

To Set The Date:

Press the ▼ (Down) button for 2 seconds to start.

01. Use the ▲ or ▼ buttons to select Year, then press MODE.
02. Use the ▲ or ▼ buttons to select Month, then press MODE.
03. Use the ▲ or ▼ buttons to select Day, then press MODE.
04. Press the CLOCK button once will show the date shortly at any time.

Ignore Select Accessories

This function only applies to CA-360Q in master mode.

01. Press and hold the **SOS/PAIR** button for 6 seconds until it beeps and display "LEARN", and the current accessories list.
02. Use ▲ or ▼ buttons to scroll and select the accessory you want to ignore. Press and hold the **SPK+ CLOCK** buttons for 2 seconds, and the accessory name will be removed from the list.
03. Press the **RESET** button to exit when finished.

***Note:** CA-360Q unit will not be alarmed by the ignored accessory, but other remote receivers will be alerted by the accessory.*

Clear All Accessories

***Note:** This action clears all accessories registered in the CA-360Q unit ONLY, and will not clear the memory from other remote receivers.*

Option 1: (will not reset alarm time)



01. Press SOS / PAIR button for 6 seconds to enter the LEARN mode. The display will show all the accessories registered.
02. Press the SOS/PAIR button 16 times in quick successions to clear.
03. When successful, the display will show no accessories.
04. Press the RESET button to exit.

Option 2: (will reset alarm time to 12:00)

Perform a system reset function, see in the later section.

SYSTEM MENU

Press **SPK + Alarm-1 + ▼** buttons for 2 seconds to initiate



Note: Press **RESET** at any time will exit the menu

1 General CA-AX Alerts Enable / Disable

- a. Press **▲** or **▼** button to scroll and highlight this icon
- b. Press the **MODE** button to enable / disable the function. An icon will show on the display when enabled.

When function is enabled, the unit will sound the alerts when **ANY** audio transmitter (CA-AX) that is in range and has been activated.

Note: The periodic check-in and low battery signals from these non-registered CA-AX units will not be acknowledged by the CA-360Q, so no warning messages will be generated.

2 Icons Color

- a. Use ▲ or ▼ button to scroll to this icon. Press **MODE** once.
- b. Use ▲ or ▼ button to scroll and highlight the color choice.
- c. Press the **MODE** button once to confirm.
- d. The display will return back to the menu.

Note: All icons will be changed to the new color, except the alert icons, low battery icon and the master mode.

3 Clock Color

- a. Use ▲ or ▼ button to scroll to this icon. Press **MODE** once.
- b. Use ▲ or ▼ button to scroll and highlight the color choice.
- c. Press the **MODE** button to confirm.
- d. The display will return to the menu.

4 Voice Announce Language Select

- a. Use ▲ or ▼ button to scroll to this icon. Press **MODE** once.
- b. Use ▲ or ▼ button to scroll and highlight the choice.
- c. Press the **MODE** button to confirm.
- d. The display will return to the menu.

5 Alert Tone Select

- a. Use ▲ or ▼ button to scroll to this icon. Press **MODE** once.
- b. Use ▲ or ▼ button to scroll and highlight the tone. A short sample of the tone will be played.
- c. Press the **MODE** button to confirm.
- d. The display will return to the menu.

6 Exit Menu

- a. Use ▲ or ▼ button to scroll to this icon. Press **MODE** once.
- b. Exits menu and returns to clock display.

System Reset

System Default on CA-360Q is Master Mode (**M**).

To change the system mode, it must go through a system reset. All CA-360Q settings and paired accessories will be cleared.

Press **SPK** + **▼** buttons for 2 seconds to initiate.

01. A two level confirmation is needed:

The 1st level screen checks if still want to proceed,

Use **▲** or **▼** buttons to highlight the choice, press **MODE** to select:

Check Mark : Yes - Go ahead with system reset.

"X" icon : No - Cancel system reset

Note: Press **RESET** can cancel at this time.

02. A 2nd screen will appear, select the **MAIN** or **SUB** system mode.

Use **▲** or **▼** button to highlight, and press **MODE** to confirm .Press **RESET** will select the default selection "**MAIN**". (Master)

03. System reset is complete. All previous accessories are cleared.

Note: As a confirmation, the main clock separator will be differed:

"MASTER" mode – square shaped

"SUB" (remote) mode – triangle shaped

Technical Specifications:

Technology	----- 2.4 GHz Smart-Code
Phone Ringing Input	----- >40 Vrms, 20 to 65 Hz
Phone jack type	----- RJ-11C
Bed-shaker output jack	----- 9VDC, 150mA
External Lamp Control output jack	----- 9VDC, 150mA
Display size	----- 5 inches diagonal
Back-up batteries	----- 4 x AA NiMH (~1200mAh)
AC Adapter output	----- 9VDC, 2000mA
Operating temperature	----- 10 to 40 C
Storage temperature	----- -10 to 50 C
Dimensions	----- 168 x 105 x 60 mm
Weight	----- 377g (with batteries)

Accessories for the Sereonic Alert

Model	Description
CA-AX	Wireless audio alarm sound monitor
CA-BX	Wireless baby-crying sound monitor
CA-CX	Wireless cellphone ringer/flasher
CA-DB	Wireless doorbell unit
CA-DX	Wireless door knocking sensor
CA-DXH	CA-DX with plastic door hanger
CA-LX	External Lamp control module
CA-MX	Wireless motion sensor to detect motion
CA-NOAA	Wireless NOAA (weather alert) radio output monitor
CA-PX	Wireless personal pager/receiver unit
CA-RX	Wireless remote receiver unit
CA-SOS	Wireless personal button for paging help
BS-100	Bed shaker
CA-BP	A pack of four (4) AA size NiMH rechargeable batteries

FAQ:

01. Must I install batteries in CA-360Q?
Ans: Batteries are for power outage back-up. The unit works with AC adapter and batteries are optional. It is strongly recommended that you install batteries.
02. What type of batteries does it need?
Ans: Please install rechargeable NiMH batteries only. Use of regular or non-rechargeable batteries will cause battery leakage, damage unit, and void the product warranty.
03. What is the battery back-up time on CA-360Q ?
Ans: About 7 days (normal operation, infrequent alerts)
04. Is it alright to place CA-360Q Master unit on a metal surface?
Ans: No! Only place it on a non-metallic surface. A metal surface attenuates wireless signal transmission and reduces its operating range.
05. Is the wireless doorbell water-resistant?
Ans: Yes, it is water resistant because it is protected with a rubber gasket. However, do not submerge in water.
06. How long does the doorbell battery last?
Ans: About 8 to 16 months (depends on how often you used it). Replace battery when its transmit indicator becomes dim or if its operation becomes less consistent.
07. How many doorbell units can my CA-360Q system support?
Ans: It can support a total of 4 units in any combination of doorbell (Model CA-DB), and door knock sensor (Model CA-DX).
08. How about other accessories?
Ans: Refer to the table in the "Adding Wireless Sensors".
The system can support up to 10 Remote-Receivers (CA-RX), 10 Personal pagers (CA-PX), 10 audio sensors (CA-AX), 4 SOS pendants (CA-SOS), 3 Baby-Sound sensors (CA-BX), 1 Cell-phone sensor (CA-CX), and 1 NOAA sensor (CA-NOAA)

09. I just bought an extra doorbell for my CA-360Q system, but it did not work. What do I need to do?

Ans: All new accessory devices must be learned or registered by a CA-360Q master-unit before they can be worked or recognized.

10. I bought four CA-360Q systems for my home. Can I combine them into a single system?

Ans: Yes you can. You need to convert three of the CA-360Q units from "Master" Unit into a "Remote-Receiver" so they can be learned (or registered) into the "Master" Unit.

11. How do I reset accessory's low battery icon on CA-360Q?

Ans: Press the RESET button for 6 seconds. This is only temporary. The low battery icon will appear again when the next accessory low battery signal is received.

12. What caused this accessory's low battery icon to show?

Ans: This message is associated with registered sensor's battery is either low, or not being turned on, or it may be placed too far from CA-360Q. Turn on its power or move the sensor closer to CA-360Q usually solve the issue.

13. I have difficulty in registering an accessory to my CA-360Q system. What should I do?

Ans: Make sure the CA-360Q is in pairing mode first, and you press the test button on the accessory for at least 6 seconds when registering, until you hear CA-360Q sounds and display the confirmation.

14. I have a large home, can I use two or more CA-360Q to increase coverage area?

Ans: Yes, CA-360Q and remote receivers has built-in repeater functions. Each unit can relay the signal it received to the next unit. This greatly increases effective coverage area.

15. Why is my CA-360Q displays "AX-0" ?

Ans: Your CA-360Q has enabled the "General CA-AX alerts" function. It has detected a nearby CA-AX sensor signal not part of its own. Refer to earlier section on general CA-AX alerts.

Warranty Service Information:

Your **Sereonic Alert** CA-360Q comes with (1) one-year limited warranty. We warrant during this warranty period – from the date of purchase to the original consumer – that the product is free from defects in materials and workmanship under intended home use. In the event that the product fails to function properly within one year of the original purchase due to defects in materials or workmanship, return the unit (freight prepaid) with proof of purchase (sales receipt or packing slip, no exceptions) to Serene Innovations. Serene Innovations will either repair or replace the unit (with a refurbished unit or a unit of equal condition) and return it to you (using UPS/USPS ground shipping) at no cost to you (there will be a nominal additional shipping charge if it is shipped to outside the 48 Continental U.S. States).

This warranty does not apply to any product that has been accidentally damaged due to: abused, misused or negligence, used on electrical frequency or voltage other than marked on product and/or described in this manual. Defects or errors caused by unauthorized alterations, repairs, and/or tampering are also not covered by this warranty.

Incidental or Consequential Damages:

Neither Serene Innovations, nor the retailer dealer, or selling distributor has any responsibility for any incidental or consequential damages, including, without limitation, commercial loss of profit, or for any incidental expense, loss of time, or inconvenience. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights that vary from state to state.

If a defect covered by this warranty should occur, promptly contact a Customer Care Representative by phone, or log onto www.sereneinnovations.com to obtain a Return Merchandise Number (RMA) and shipping instructions before shipping the product to us. Any shipment without a RMA will not be accepted and will be returned to you at your expense. Any authorized returned product must be accompanied by a proof of purchase and a brief explanation of the return problem.

For out-of-warranty repair and service, please contact our Customer Care Department for instructions.

FCC Part 68 Information and Rules

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices which may be connected to the telephone line. Excessive REN's on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all areas, the sum of the REN's should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total REN's contact the local telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment cannot be used on the telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to State Tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact:

Company Name : Serene Group, Inc.
Address: 14731 Carmenita Road, Norwalk, CA. 90650 USA
Tel: 562-407-5400
Fax: 562-483-2087

If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you to remove the equipment from the network until the problem is resolved.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

It is recommended that the customer install an AC surge arrester in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damaging the equipment caused by local lightning strike and other electrical surges.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

In the event this equipment should fail to operate properly, discontinue the unit from the telephone line. Try using another FCC approved telephone in the same telephone jack. If the trouble persists, call the telephone company repair service bureau.

If the trouble persists and appears to be with this unit, disconnect the unit from the telephone line and discontinue use of the unit until it is repaired. For repair or warranty information, please contact Serene Innovations at 562-407-5400. Please note that the telephone company may ask that you disconnect this equipment from the telephone network until the problem has been corrected or until you're sure that the equipment is not malfunctioning.

There are no user serviceable parts in this equipment.

FCC Part 15 Information and Rules:

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:

01. Reorient the receiving antenna.
02. Increase the separation between the equipment and receiver.
03. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
04. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Industry Canada Information and Rules

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment.

This certification means that the equipment meets telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. This equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above condition may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunication company cause to request that the user disconnect the equipment. Users should ensure, for their own protection, that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

IC Compliance Statement

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

Operation is authorized under the following two conditions:

01. This device may not cause interference.
02. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This product meets CS-03

Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspections authority, or electrician, as appropriate. The REN for this device is stated on the IC regulatory label located on the back of the product.


Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices, subject only to the equivalent that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five.

This Class B digital device complies with Canadian ICES-003, RSS-210



SEREONIC[®]ALERT

MANUEL D'UTILISATION SYSTÈME D'ALERTE VISUELLE



MODÈLE CA-360Q

TABLE DES MATIÈRES

Fonctionnalités	28
Importantes Consignes de Sécurité	29
Description générale	30
Contenu de L'Emballage	31
Détails du moniteur	32
Identification des Fonctionnalités:	33
Description Détaillée	34
Installation	35
Connexion téléphonique par ligne terrestre	35
Auto-test rapide	36
Sélection de la langue vocale	36
Régler l'horloge	37
Définir l'heure de l'alarme	37
Connexion à une lampe externe (modèle CA-LX)	37
RESET (bouton multifonction)	38
Remarque spéciale lorsque CA-360Q fonctionne en tant que récepteur distant	38
Mode d'économie d'énergie	38
Ajout d'accessoires de capteur sans fil supplémentaires au système	39
Message d'avertissement spécial de CA-AX	40
Pour afficher les accessoires enregistrés	40
Pour régler la date	40
Ignorer certains accessoires	41
Supprimer tous les accessoires	41
Menu Système	42
Réinitialisation du système	44
Spécifications Techniques	45
Accessoires pour le Sereonic Alert	45
FAQ	46
Informations du service de garantie	48
Informations FCC et IC	49

Fonctionnalités:

- ⊙ Technologie Smart-Code sans fil 2,4 GHz
 - 360 couverture complète de toute votre maison
- ⊙ Le système avancé d'alerte visuelle vous avertit des sons quotidiens:
 - Réveil
 - Téléphone / cellulaire
 - Bébé pleure
 - Alertes météo (alarme externe)
 - Sonnette
 - Alarmes audio
 - Capteur de mouvement
 - Radiomessagerie SOS et plus
- ⊙ Sorties d'alerte multiples:
 - Haut-parleur
 - Icônes visuelles
 - Clignotant lumineux
 - Accessoire d'alerte
 - Agitateurs de lit
- ⊙ Paramètres de double alarme (format 12/24 h)
- ⊙ Obscurcissement automatique de l'horloge pour un affichage plus doux la nuit
- ⊙ Prises de sortie à double agitateur de lit
- ⊙ La technologie sans fil Smart-Code prend en charge des milliers de systèmes
- ⊙ Conception d'antenne interne pour les opérations à longue portée
- ⊙ Prises de téléphone analogique pour la sonnerie du téléphone fixe
- ⊙ Prise de sortie pour contrôler un 100 watts max. module de lampe (en option)
- ⊙ Utilisez la technologie à onde carrée de 520 Hz pour une sortie d'alerte audio maximale
- ⊙ Lampe de poche lumineuse intégrée (avec contrôle de la luminosité)
- ⊙ Paging SOS (aide) bidirectionnelle
- ⊙ Installation simple - il suffit de brancher et d'utiliser
- ⊙ Batterie de secours (4x AA NiMH)
- ⊙ Adaptateur secteur 110/240 VAC, fonctionnement 50/60 Hz
- ⊙ Batterie de secours pleine fonction de 7 jours
- ⊙ Design contemporain avec grand écran couleur de 5 pouces
- ⊙ Couleur choisie par l'utilisateur pour les icônes et les horloges
- ⊙ Icônes d'alerte intuitives
- ⊙ L'utilisateur sélectionne afficher / masquer l'horloge principale
- ⊙ Une alerte multilingue annonce
- ⊙ Ignorer les accessoires (en mode maître uniquement)
- ⊙ Avertissement de coupure d'alimentation principale
- ⊙ Option pour détecter les capteurs audio CA-AX non enregistrés
- ⊙ Contact perdu / avertissement de batterie faible sur les capteurs CA-AX enregistrés

Importantes Consignes de Sécurité:

Lors de l'utilisation du modèle **Sereonic Alert** modèle CA-360Q, afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure pour les personnes, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes:

01. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser alliance.
02. Ne montez pas ou ne placez pas l'unité principale sur une petite surface. Les surfaces métalliques peuvent réduire la transmission du signal sans fil.
03. Ce produit utilise des piles rechargeables. N'utilisez pas de piles non rechargeables car la charge de ce type peut entraîner une fuite des piles.
04. Débranchez toujours le cordon téléphonique de la prise murale avant de changer / installer les piles.
05. Pour réduire les risques de blessures, une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
06. Ne touchez pas les pièces mobiles ni les surfaces métalliques exposées.
07. Utilisez uniquement des accessoires recommandés / vendus par le fabricant.
08. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas utiliser près de l'eau.
09. Pour déconnecter l'appareil, retirez les fiches connectées de l'appareil.
10. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon - saisissez la fiche, pas le cordon.
11. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé / avant l'entretien ou le nettoyage.
12. N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé; n'utilisez aucun appareil après un dysfonctionnement, une chute ou un endommagement. Retournez l'appareil à l'installation autorisée la plus proche pour examen; réparation ou réglage électrique / mécanique.
13. Évitez d'utiliser des produits téléphoniques pendant les orages électriques. La foudre présente un risque de choc électrique.
14. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite.
15. Les spécifications de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.

Description générale:

Le modèle CA-360Q est un système d'alerte visuelle sans fil avancé pour le grand public et spécialement conçu pour les malentendants (HOH). Il possède un double réveil avec un écran graphique couleur de 5 pouces (diagonale), et utilise une technologie exclusive Smart-Code et fonctionne dans la bande 2,4 GHz. Cette technologie offre une réponse rapide et un fonctionnement à longue portée. Il peut prendre en charge des milliers de systèmes sans avoir besoin de commutateurs de réglage de canal.


Le système avertit les utilisateurs de plusieurs fonctions / événements domestiques différents à l'aide de cinq (5) sorties d'alerte: haut-parleur, clignotant, vibreur de lit, grandes icônes visuelles et voix vocale numérique. L'icône d'affichage indique le nom de l'activation de l'alerte (accessoires en option achetés séparément).

Différentes configurations de système peuvent être installées sur le CA-360Q. La configuration de base du système ne peut avoir qu'une (1) unité CA-360Q comme maître et plusieurs récepteurs distants.


Des capteurs sans fil, des secoueurs de lit et des récepteurs à distance supplémentaires peuvent être achetés pour couvrir une grande maison ou un bureau. Les nouveaux capteurs doivent être enregistrés sur l'unité maître CA-360Q avant de pouvoir être reconnus (Voir plus loin la section «Ajout d'accessoires de capteur sans fil supplémentaires»).

Le CA-360Q, avec son nouveau menu système, offre aux utilisateurs des options pour modifier certains des paramètres visuels, comme afficher / masquer l'horloge principale, changer les couleurs de l'horloge, changer la couleur des icônes, changer les tonalités d'alerte et changer la langue de la voix.


Contenu de L'Emballage:




Base Unit



User's Guide



Batteries



AC Adapter



Phone Cord


Déballez et retirez les articles de la boîte. Confirmez que tous les articles sont inclus avant de jeter la boîte d'expédition.

Les articles inclus sont:


- 1 - **Sereonic Alert** CA360Q
- 1 - Guide de l'utilisateur
- 1 - Câble téléphonique
- 1 - Adaptateur secteur

* Piles (fournies par l'utilisateur)

Détails du moniteur.




VUE DE FACE



VUE ARRIÈRE

Identification des Fonctionnalités:



Description détaillée

- 1 Icône Alarme-1 et heure réglée.
 - Appuyez une fois sur le bouton **Alarme-1** pour activer / désactiver l'alarme.
 - Lorsqu'il est allumé, utilisez les touches ▲ (pour les heures) et ▼ (pour les minutes) pour régler l'heure de l'alarme pendant qu'elle clignote. L'heure est réglée lorsque le clignotement s'est arrêté.
- 2 Détection de l'icône de l'émetteur audio CA-AX non enregistré
 - Appuyez sur les boutons **SPK + Alarm-2** pendant 2 secondes pour activer / désactiver.
 - Lorsque cette fonction est désactivée, le CA-360Q émet uniquement des alertes à ses émetteurs audio CA-AX enregistrés. La valeur par défaut est Désactivée.
- 3 Icône Alarme-2 et heure réglée.
 - Appuyez une fois sur le bouton **Alarm-2** pour activer / désactiver l'alarme.
 - Lorsqu'il est allumé, utilisez les touches ▲ (pour les heures) et ▼ (pour les minutes) pour régler l'heure de l'alarme pendant qu'elle clignote. L'heure est réglée lorsque le clignotement s'est arrêté.
- 4 Icône du mode système - (M) aster ou (S) ub (à distance)
- 5 Icône d'état de l'alimentation et de la batterie
 - Afficher l'état de la batterie faible sur le CA-AX enregistré (capteur audio)
- 6 Icône d'alerte de détection de mouvement activée
 - Appuyez sur les boutons «**SPK**» + «**MODE**» pendant 2 secondes pour activer / désactiver.
 - Lorsque la fonction est désactivée, l'appareil ne déclenche pas l'alerte le CA-MX (détecteur de mouvement) enregistré est déclenché. La valeur par défaut est Désactivée.
- 7 Icône de connexion de l'agitateur de lit
 - Le numéro 1 ou 2 indique quel agitateur de lit est connecté.
 - L'agitateur de lit-1 tremblera lorsque l'alarme-1 est activée.
 - Le vibreur de lit-2 tremblera lorsque l'alarme-2 est activée.
 - Les deux secoueurs tremblent lorsqu'une alerte accessoire est reçue.

- 8 Icône d'activation de la parole vocale
 - Appuyez sur le bouton **MODE** pendant 3 secondes pour changer la langue de la voix.
- 9 Niveau de volume du haut-parleur - Arrêt - Bas - Haut
 - Appuyez une fois sur le bouton **SPK** pour modifier le réglage du volume du haut-parleur.
- 10 Horloge principale
 - Appuyez sur le bouton **CLOCK** pendant 2 secondes pour afficher / masquer l'horloge.

Installation:

01. Installez quatre piles NiMH rechargeables de taille AA dans la batterie compartiment en bas de l'unité.


Avertissement: n'utilisez pas de piles ordinaires, car la charge de ce type peut provoquer des fuites et endommager l'appareil.

Remarque: Le CA-360Q fonctionnera sans piles, mais l'installation de piles est fortement recommandée pour continuer les opérations du système en cas de panne de courant.

02. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise et branchez la fiche à l'appareil.
03. Connectez l'agitateur de lit à la prise de sortie SHAKER-1.
04. Appuyez sur le bouton SPK pour régler le volume (icône du haut-parleur).
05. Vérifiez que l'indicateur «M» est affiché. La valeur par défaut est le mode maître.

Connexion téléphonique par ligne terrestre:

01. Connectez un téléphone analogique à la prise PHONE OUT à l'arrière.
02. Connectez un cordon téléphonique à la prise LINE IN à l'arrière de l'appareil.



03. Appelez le numéro de téléphone correspondant au ligne téléphonique connectée.
04. Vérifiez que toutes les sorties d'alerte - icône d'affichage, clignotant, sonnerie et vibreur de lit (si connecté) - répondent correctement pendant que le téléphone sonne.
05. Vérifiez qu'en répondant à l'appel (depuis n'importe quel téléphone), les sorties d'alerte s'arrêteront.

Auto-test rapide:

01. Appuyez une fois sur le bouton **SOS** au-dessus de l'appareil. Vérifiez que les sorties d'alerte (haut-parleur, voix, clignotant, shaker et affichage de l'icône d'alerte) dure environ 45 secondes, puis s'arrête.
02. Appuyez sur le bouton **RESET** pour arrêter à tout moment.
03. Vérifiez que le clignotant peut être activé et désactivé à l'aide du bouton RESET.

Sélection de la langue vocale

01. Appuyez sur le bouton **MODE** pendant environ 3 secondes. L'écran affichera la liste des langues disponibles avec la sélection de langue actuelle en surbrillance.
02. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour faire défiler et appuyez à nouveau sur **MODE** pour sélectionner. Si aucun discours vocal n'est préféré, sélectionnez Désactivé dans la liste. L'icône de la parole avec un «X» sera affichée pour aucune annonce vocale.
03. S'il y a des récepteurs distants dans le système, cette nouvelle langue sélectionnée sera mise à jour.

Réglez l'horloge:

Appuyez sur le bouton ▲(UP) pendant 2 secondes pour démarrer.

01. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner le format 12/24, puis appuyez sur MODE.
02. Utilisez le bouton ▲ pour changer l'heure et le bouton ▼ pour changer les minutes. Les heures et les minutes continuent de défiler lorsque vous appuyez sur les boutons.
03. Appuyez sur le bouton MODE ou RESET lorsque vous avez terminé. L'horloge est réglée.

Définir l'heure de l'alarme:

01. Appuyez une fois sur le bouton **Alarme-1** ou **Alarme-2** pour activer l'alarme.
02. L'icône et l'heure de l'alarme clignotent. Utilisez les touch ▲ (pour l'heure) et ▼ (pour la minute) pour modifier l'heure de l'alarme si nécessaire. La nouvelle heure d'alarme sera réglée lorsqu'elle cessera de clignoter.
03. Lorsque l'alarme est activée, l'unité retentit et le secoueur connecté secoue pendant 45 secondes, puis s'arrête pendant une période de répétition de 5 minutes. Ce motif de répétition se répétera jusqu'à une (1) heure. Appuyez sur le bouton **RESET** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour arrêter d'autres répétitions.

Remarque: la prise de sortie **SHAKER-1** et **SHAKER-2** correspond à *Alarm-1* et *Alarm-2* individuellement, mais les **DEUX** prises seront actives pendant les alertes.

Connexion à une lampe externe (modèle CA-LX)

Le **Sereonic Alert** CA-360Q peut contrôler une lampe externe via un module de lampe externe en option (modèle CA-LX, acheté séparément).

L'utilisateur peut contrôler la lampe **ON / OFF** en utilisant le bouton **RESET** sur le dessus de l'appareil. Le fonctionnement de cette lampe est synchronisé avec le clignotant.

Remarque: La lampe externe doit être laissée en position **ON**, et la lampe doit être de type incandescent et utiliser moins de 100 watts.

RESET (bouton multifonction):

Le comportement du bouton **RESET** dans différentes conditions:

01. Pendant le réveil, appuyez une fois pour arrêter les sons de l'alarme et démarre une répétition de 5 minutes, ou appuyez pendant 2 secondes pour arrêter d'autres répétitions.
02. En fonctionnement normal, appuyez une fois pour allumer / éteindre le clignotant.
03. En mode batterie, appuyez une fois pour activer l'affichage pendant 3 secondes.
04. Dans le réglage du menu, appuyez une fois pour quitter le menu.
05. Pendant les alarmes d'alerte, appuyez une fois pour l'arrêter et réinitialiser tous les récepteurs.
06. Une icône d'accessoire de batterie faible et un message d'avertissement sont apparus: appuyer une fois effacera le message pendant 12 heures, et si, appuyez pendant plus de 6 secondes, le CA-360Q ignorera temporairement la condition jusqu'à ce que le prochain signal d'enregistrement d'accessoire soit reçu.

Remarque spéciale lorsque CA-360Q fonctionne en tant que récepteur distant:

Lorsque le CA-360Q fonctionne comme un récepteur distant, il peut SEULEMENT être couplé à une unité principale CA-360Q et ne peut pas coupler aucun accessoire à lui-même. Pendant que le CA-360Q est en mode récepteur distant, certains paramètres système critiques seront transmis par l'unité principale et ne pourront pas être modifiés. Pour les opérations normales, l'utilisateur doit effectuer une réinitialisation du système pour reconvertir le CA-360Q en mode maître.

Mode d'économie d'énergie

Appuyez sur le bouton de commande d'éclairage (arrière) pendant environ 6 secondes. L'affichage sera éteint et l'appareil fonctionnera en mode batterie (avec alimentation secteur connectée). Appuyez sur n'importe quel bouton pour annuler le mode.

Toutes les fonctions d'alerte sont actives pendant le mode d'économie d'énergie.

Ajout d'accessoires de capteur sans fil supplémentaires au système:

01. Un nouveau capteur sans fil (exemple: une sonnette sans fil) doit être enregistré (enregistré) dans l'unité CA-360Q avant de pouvoir être reconnu.
02. Appuyez sur le bouton SOS / PAIR et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes jusqu'à ce qu'il émette un bip et affiche «LEARN», ainsi que la liste actuelle des accessoires.
03. Appuyez sur le bouton de test du nouvel accessoire et maintenez-le enfoncé pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que le CA-360Q sonne, affiche le nom de l'accessoire, puis ajoute à la liste d'accessoires.
04. Tout en étant en mode d'apprentissage, répétez l'étape 3 ci-dessus pour apprendre un autre accessoire. Appuyez sur le bouton RESET pour quitter lorsque vous avez terminé.
05. Testez le nouvel accessoire sans fil en appuyant sur son bouton de test. Si le CA-360Q déclenche les alarmes, l'apprentissage a réussi. Sinon, répétez les étapes ci-dessus et réapprenez l'accessoire.

Accessoire sans fil	Nombre maximum autorisé
CA-AX	10
CA-BX	3
CA-CX	1
CA-DB or CA-DX or CA-DXH	4 Any combination
CA-MX	3
CA-NOAA	1
CA-PX	10
CA-RX	10
CA-SOS	4

Message d'avertissement spécial de CA-AX

Étant donné que le CA-AX (capteur audio) est principalement associé à la détection des sons d'urgence (exemple: alarmes incendie), il est important que le CA-360Q surveille constamment le CA-AX enregistré.

Lorsque la période prédéterminée s'est écoulée sans recevoir de signal du CA-AX, une icône de batterie faible avec le numéro d'AX apparaît et un message d'avertissement s'affiche. Le message ne peut être effacé que par le bouton Réinitialiser et réapparaîtra dans 12 heures si l'état d'alerte n'a pas été effacé.

Pour afficher les accessoires enregistrés

Appuyez une fois sur le bouton MODE pour afficher tous les accessoires appris (enregistrés) avec le CA360Q pendant environ 5 secondes.

Pour régler la date:

Appuyez sur le bouton ▼ (bas) pendant 2 secondes pour démarrer.

01. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner Année, puis appuyez sur MODE.
02. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner Mois, puis appuyez sur MODE.
03. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner Jour, puis appuyez sur MODE.
04. Appuyez une fois sur le bouton CLOCK pour afficher la date sous peu à tout moment.

Ignorer certains accessoires:

Cette fonction s'applique uniquement au CA-360Q en mode maître.

01. Appuyez sur le bouton SOS / PAIR et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes jusqu'à ce qu'il émette un bip et affiche «LEARN» et la liste actuelle des accessoires.
- 02.

- Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour faire défiler et sélectionner l'accessoire que vous souhaitez ignorer. Appuyez et maintenez
03. les boutons SPK + CLOCK pendant 2 secondes, et le nom de l'accessoire sera supprimé de la liste.

Appuyez sur le bouton RESET pour quitter lorsque vous avez terminé.

Remarque: L'unité CA-360Q ne sera pas alarmée par l'accessoire ignoré, mais les autres récepteurs distants seront avertis par l'accessoire.

Supprimer tous les accessoires

Remarque: Cette action efface UNIQUEMENT tous les accessoires enregistrés dans l'unité CA-360Q et n'effacera pas la mémoire des autres récepteurs distants.

Option 1: (ne réinitialise pas l'heure de l'alarme)


01. Appuyez sur le bouton SOS / PAIR pendant 6 secondes pour accéder au mode LEARN. L'écran affichera tous les accessoires enregistrés.
02. Appuyez sur le bouton SOS / PAIR 16 fois successivement pour effacer.
03. En cas de succès, l'écran n'affichera aucun accessoire.
04. Appuyez sur le bouton RESET pour quitter.

Option 2: (réinitialise l'heure de l'alarme à 12:00)

Exécutez une fonction de réinitialisation du système, voir dans la section suivante.

Menu Système

Appuyez sur les boutons SPK + Alarme-1 + ▼ pendant 2 secondes pour lancer



Remarque: appuyez sur **RESET** à tout moment pour quitter le menu

1 Activer / désactiver les alertes générales CA-AX

- a. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler et mettre en surbrillance cette icône
- b. Appuyez sur le bouton MODE pour activer / désactiver la fonction. Une icône apparaîtra sur l'écran lorsqu'elle est activée.

Lorsque la fonction est activée, l'appareil émet des alertes lorsque N'IMPORTE QUEL émetteur audio (CA-AX) qui est à portée et a été activé.

REMARQUE: L'enregistrement périodique et les signaux de batterie faible de ces unités CA-AX non enregistrées ne seront pas reconnus par le CA-360Q, donc aucun message d'avertissement ne sera généré.

2 Couleur des icônes

- a. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler jusqu'à cette icône
- b. Appuyez une fois sur MODE.
- c. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler et mettre en surbrillance le choix de couleur.
- d. Appuyez une fois sur le bouton MODE pour confirmer.

L'affichage reviendra au menu.

REMARQUE: toutes les icônes seront remplacées par la nouvelle couleur, à l'exception des icônes d'alerte, de l'icône de batterie faible et du mode maître.

3 Couleur d'horloge

- a. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler jusqu'à cette icône. Appuyez une fois sur MODE.
- b. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler et mettre en surbrillance le choix de couleur.
- c. Appuyez sur le bouton MODE pour confirmer.
- d. L'affichage revient au menu.

4 Sélection de la langue de l'annonce vocale

- a. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler jusqu'à cette icône. Appuyez une fois sur MODE.
- b. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler et mettre en surbrillance le choix.
- c. Appuyez sur le bouton MODE pour confirmer.
- d. L'affichage revient au menu.

5 Sélection de tonalité d'alerte

- a. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler jusqu'à cette icône
- b. Appuyez une fois sur MODE.
Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler et mettre en surbrillance la tonalité. Un court échantillon de la tonalité sera joué.
- c. Appuyez sur le bouton MODE pour confirmer.
- d. L'affichage revient au menu.

6 Quitter le menu

- a. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler jusqu'à cette icône.
- b. Appuyez une fois sur MODE.
Quitte le menu et revient à l'affichage de l'horloge.

Réinitialisation du Système

Le système par défaut sur le CA-360Q est le mode maître (**M**).

Pour changer le mode système, il doit passer par une réinitialisation du système. Tous les paramètres du CA-360Q et les accessoires associés seront effacés.

Appuyez sur les boutons **SPK + ▼** pendant 2 secondes pour lancer.

01. Une confirmation à deux niveaux est nécessaire:
L'écran de 1er niveau vérifie si vous souhaitez continuer, Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le choix, appuyez sur **MODE** pour sélectionner:

Coche : Continuez avec la réinitialisation du système.

Icône «X» : Non - Annuler la réinitialisation du système

Remarque: Appuyez sur **RESET** pour annuler à ce moment.

02. Un 2ème écran apparaît, sélectionnez le mode système **MAIN** ou **SUB**. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance et appuyez sur **MODE** pour confirmer. Appuyez sur **RESET** pour sélectionner la sélection par défaut «**MAIN**». (Maître)
03. La réinitialisation du système est terminée. Tous les accessoires précédents sont effacés.

REMARQUE: Pour confirmation, le séparateur d'horloge principal sera différent:

Mode «**MASTER**» - de forme carrée

Mode «**SUB**» (à distance) - en forme de triangle

Spécifications Techniques:

Technologie	-----	2,4 GHz Entrée de Smart-Code
Sonnerie du téléphone	-----	> 40 Vrms, 20 à 65 Hz
Type de prise téléphonique	-----	RJ-11C
Sortie vibreur de matelas	-----	9VDC, 150mA
Contrôle de lampe externe	-----	9VDC, 150mA
Prise de sortie		
Taille de l'écran	-----	5 pouces de diagonale
Back-up batteries	-----	4 x AA NiMH (~1200mAh)
Sortie d'aptateur AC	-----	9VDC, 2000mA
Température de fonctionnement	----	10 à 40 °C
Température d'entreposage	-----	-10 à 50 °C
Dimensions	-----	168 x 105 x 60 mm
Poids	-----	377g (avec piles)

Accessoires pour le Sereonic Alert

Modèle	La description
CA-AX	Capteur d'alarme audio
CA-BX	Détecteur sonore pour bébé
CA-CX	émetteur de capteur de sonnerie / clignotant de telephone fixe / portable
CA-DB	Sonnette sans fil résistant aux intemperies
CA-DX	Capteur de heurtoir de porte
CA-DXH	Suspension de porte Heurtoir de porte
CA-LX	Connecteur de clignotant de lampe
CA-MX	Détecteur de mouvement
CA-NOAA	Capteur d'avertissement météo d'urgence
CA-PX	Récepteur portable personnel
CA-RX	Récepteur portable à distance
CA-SOS	Capteur de bouton d'aide d'urgence
BS-100	Vibreur de matelas
CA-BP	Quatre (4) piles rechargeables AA NiMH

FAQ:

01. Dois-je installer des piles dans l'Unité matresse du Sereneonic Alert?
- Rép:** Les piles sont pour une alimentation de secours en cas de panne. L'unité fonctionne avec un secteur adaptateur et les piles sont facultatives. Il est fortement recommandé d'installer des piles.
02. Quel type de piles faut-il?
- Rép:** Veuillez uniquement installer des piles NiMH rechargeables. L'utilisation de piles ordinaires ou non rechargeables causera la fuite des piles, des dommages à l'unité et annulera la garantie du produit.
03. Quelle est l'autonomie des piles de secours de l'unité maitresse CA-360Q?
- Rép:** environ 7 jours (fonctionnement normal, alertes peu fréquentes)
04. Is it alright to place CA-360Q Master unit on a metal surface?
- Rép:** No! Only place it on a non-metallic surface. A metal surface attenuates wireless signal transmission and reduces its operating range.
05. La sonnette sans résistante-t-elle à l'eau?
- Rép:** Oui, elle résiste à l'eau car elle est protégée par un joint en caoutchouc. Cependant, ne l'immergez pas dans l'eau.
06. Quelle est l'autonomie de la pile la sonnette?
- Rép:** Environ de 8 à 16 mois (cela dépend de combien de fois vous faites la publicité). Remplacez la pile lorsque son indicateur de transmission devient faible ou si son fonctionnement devient moins uniforme.
07. Combien d'unités de sonnette mon système CA-360Q peut-il prendre en charge?
- Rép:** Il peut prendre en charge un total de 4 unités dans n'importe quelle combinaison de capteur de sonnette (modèle CA-DB) et de heurtoir (modèle CA-DX).

08. Qu'en est-il d'autres accessoires?
- Rép:** Consultez le tableau dans la « Section ajout d'accessoires ». Le système peut prendre en charge jusqu'à 10 récepteurs à distance (CA-RX), 10 téléavertisseurs personnels (CA-PX), 10 capteurs audio (CA-AX), 4 pendentifs SOS (CA-SOS), 3 capteurs sonores pour bébé (CA-BX), 1 capteur de téléphone fixe / portable (CA-CX) et 1 capteur météo (CA-NOAA)
09. Je viens d'acheter une sonnette supplémentaire pour mon système CA-360Q, mais ça n'a pas fonctionné. Que dois-je faire?
- Rép:** All new accessory devices must be learned or registered by a CA-360Q master-unit before they can be worked or recognized.
10. J'ai acheté quatre systèmes CA-360Q pour ma maison. Puis-je les combiner dans un seul système?
- Rép:** Oui, vous le pouvez. Vous devez convertir trois des unités CA-360Q d'Unité maitresse à «Récepteur» à distance afin qu'elles puissent être apprises (ou enregistrées) par l'Unité maitresse restante.
11. Comment réinitialiser l'icône de pile faible de l'accessoire sur le CA-360Q?
- Rép:** Appuyez et maintenez le bouton RESET pendant 6 secondes. Ce n'est que temporaire. L'icône de pile faible réapparaîtra lorsque le prochain signal de batterie faible d'accessoire sera reçu.
12. Qu'est-ce qui a fait apparaître la pile faible de cet accessoire?
- Rép:** Ce message est associé à la pile au capteur enregistré est soit faible ou qu'il n'est pas allumé, ou qu'il est être trop loin du CA-360Q. Activez-le ou déplacez l'unité plus près du CA-360Q pour généralement résoudre le problème.
13. J'ai du mal à enregistrer un accessoire dans mon système CA-360Q. Que dois-je faire?
- Rép:** Assurez-vous d'abord que le CA-360Q est en mode d'appairage et appuyez sur le bouton sur l'accessoire pendant au moins 6 secondes lors de l'enregistrement, ou jusqu'à ce que vous entendiez sonores provenant du CA-360Q pour confirmation.

14. J'ai une grande maison, puis-je utiliser deux CA-360Q ou plus pour augmenter la zone de couverture?

Rép: Oui, le CA-360Q et les récepteurs distants ont des fonctions de répéteur intégrées. Chaque unité peut relayer le signal qu'il a reçu à l'unité suivante. Cela augmente la zone de couverture de manière efficace.

15. Pourquoi mon CA-360Q affiche «AX-0»?

Rép: Votre CA-360Q a activé la fonction «Alertes générales CA-AX». Il a détecté un signal de capteur CA-AX à proximité ne faisant pas partie du sien. Reportez-vous à la section précédente sur les alertes CA-AX générales.

Informations du service de garantie:

Votre **Sereonic Alert** CA-360Q est livré avec (1) une garantie limitée d'un an. Nous garantissons pendant cette période de garantie - à partir de la date d'achat au consommateur d'origine - que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique prévue. Dans le cas où le produit ne fonctionnerait pas correctement dans l'année suivant l'achat d'origine en raison de défauts de matériaux ou de fabrication, renvoyez l'appareil (fret payé d'avance) avec une preuve d'achat (ticket de caisse ou bon de livraison, sans exception) à Serene Innovations. Serene Innovations réparera ou remplacera l'unité (avec une unité rénovée ou de l'unité de la condition égale) et le retournera à vous (par UPS / USPS de l'expédition au sol) sans frais pour vous (il y aura des frais d'expédition normaux supplémentaires si elle est expédiée à l'extérieur des 48 états américains continentaux).

Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été accidentellement endommagé en raison de: abus, la négligence, l'utilisation sur fréquence électrique ou tension autre que celle indiquée sur le produit et / ou décrite dans ce manuel. Les défauts ou erreurs causés par modifications non autorisées, les réparations et / ou altérations non autorisées ne sont pas non plus couverts par cette garantie.

Dommages fortuits ou consécutifs:

Ni Serene Innovations, ni le détaillant, distributeur ou à la vente distributeur a la responsabilité de tout dommage accidentel ou consécutif dommages, y compris, sans limitation, la perte de profit commercial, ou pour les frais accessoires, la perte de temps ou désagréments. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutif dommages, de sorte que la limitation ci-dessus ou l'exclusion peut pas appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits juridiques qui varient d'un État à État.

Si un défaut couvert par cette garantie devait se produire, contactez rapidement un représentant du service clientèle par téléphone ou se connecter à www.sereneinnovations.com à obtenir un numéro de retour de marchandise (RMA) et des instructions d'expédition avant de nous envoyer le produit. Tout envoi sans RMA ne sera pas accepté et vous sera retournée à vos frais.

Tout produit retourné autorisé doit être accompagné d'une preuve d'achat et une brève description du problème.

Pour les réparations et les services hors garantie, veuillez contacter le service client pour obtenir des instructions.

Informations et règles de la partie 15 de la FCC:

Cet équipement est conforme à Section 68 de la réglementation FCC et aux directives adoptées par l'ACTA. Au dos de cet équipement se trouve une étiquette qui contient, entre autres informations, un identifiant produit de [US: AAAEQ ## TXXXX]. S'il vous est demandé, ce numéro doit être fourni à la société de téléphone.

Le REN est utile pour déterminer le nombre d'appareils pouvant être connecté à la ligne téléphonique. Des REN excessifs sur la ligne téléphonique peuvent empêcher les appareils de sonner en réponse à un appel entrant. Dans la plupart des régions, mais pas toutes, la somme des REN de tous les appareils reliés à une même ligne ne devrait pas dépasser cinq (5,0). Pour être sûr du nombre d'appareils que vous pouvez connecter à votre ligne, tel que déterminé par le REN, contactez votre société de téléphone locale afin de connaître le REN maximum pour votre zone d'appel.

Cet équipement ne devrait pas être utilisé sur le service de pièces de monnaie fourni par la société de téléphone. La connexion a des lignes partagées est soumise aux taxes d'État.

Si cet équipement endommage le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous informera à l'avance qu'une interruption temporaire du service peut être nécessaire. Si un préavis n'est pas possible, la compagnie de téléphone informera le client dès que possible. De plus, vous serez avisé de votre droit de déposer une plainte auprès de la FCC si vous le jugez nécessaire.

La compagnie de téléphone peut apporter des modifications à ses installations, à son équipement, à ses opérations ou à ses procédures, ce qui pourrait affecter le fonctionnement de l'équipement. Si cela se produit, la compagnie de téléphone vous en avisera à l'avance afin que vous puissiez apporter les modifications nécessaires pour maintenir un service ininterrompu.

En cas de problème avec cet équipement, veuillez contacter:

Nom de l'entreprise:

Adresse: Serene Group, Inc.

Tél: 14731 Carmenita Road, Norwalk, CA. 90650 USA

Télécopieur: 562-407-5400

562-483-2087

Si le problème nuit au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut vous demander de retirer l'équipement du réseau jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Cet équipement utilise les prises USOC suivantes: RJ11C.

Il est recommandé au client d'installer un parafoudre CA dans la prise CA à laquelle cet appareil est connecté. Ceci afin d'éviter d'endommager l'équipement causé par la foudre locale et d'autres surtensions électriques.

Si votre maison dispose d'un équipement d'alarme spécialement câblé connecté à la ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation de cet équipement ne désactive pas votre équipement d'alarme. Si vous avez des questions sur ce qui désactivera l'équipement d'alarme, consultez votre compagnie de téléphone ou un installateur qualifié.

Dans le cas où cet équipement ne fonctionnerait pas correctement, interrompez l'appareil de la ligne téléphonique. Essayez d'utiliser un autre téléphone approuvé par la FCC dans la même prise téléphonique. Si le problème persiste, appelez le bureau de réparation de la compagnie de téléphone.

Si le problème persiste et semble provenir de cet appareil, débranchez-le de la ligne téléphonique et cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'il soit réparé. Pour des informations sur la réparation ou la garantie, veuillez contacter Serene Innovations au 562-407-5400. Veuillez noter que la compagnie de téléphone peut vous demander de déconnecter cet équipement du réseau téléphonique jusqu'à ce que le problème soit résolu ou jusqu'à ce que vous soyez sûr que l'équipement ne fonctionne pas mal.

Cet équipement ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Informations relative à la Section 15 de la réglementation FCC:

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Des tests sur cet équipement ont montré qu'il respecte les limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Section 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut entraîner des interférences nuisibles avec les communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences nuisibles ne seront pas profuites par une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences gênantes sur la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

01. Réorientez l'antenne de réception.
02. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
03. Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
04. Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler votre droit d'utiliser l'équipement.

Informations de la réglementation d'Industrie Canada

Remarque: Le label Industry Canada identifie un équipement certifié

Cette certification signifie que l'équipement répond aux exigences de protection, de fonctionnement et de sécurité des réseaux de télécommunications, telles que recommandées dans le (s) document (s) d'Exigences techniques équipement final approprié. Le Département ne garantit pas que l'équipement fonctionne à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer cet équipement, l'utilisateur devrait s'assurer qu'il est autorisé à le connecter aux installations de la société locale de télécommunications. L'équipement doit également être installé au moyen d'une méthode de connexion acceptable. Le client devrait que le respect des conditions susmentionnées pourrait ne pas empêcher la dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations effectuées sur un équipement certifié doivent être coordonnées par un représentant désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur sur cet équipement, ou utilisation défectueuse, pourrait autoriser la société de télécommunication à demander la déconnexion de l'équipement. L'utilisateur devrait s'assurer, pour sa propre protection, que les connexions électriques à la terre du service d'électricité, des lignes téléphoniques et du réseau interne de canalisations métalliques, s'il y en a, sont reliées ensemble. Cette précaution pourrait être particulièrement importante en zone rurale.

Déclaration de conformité IC

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

01. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
02. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Ce produit rencontre CS-03

Avertissement: L'utilisateur ne devrait pas tenter d'effectuer ces connexions lui-même, mais contacter l'autorité de contrôle électrique appropriée, ou un électricien, selon le cas. Le REN de cet appareil est indiqué sur l'étiquette IC réglementaire située au dos du produit.

Remarque: Le numéro d'équivalence de sonnerie (REN) indique le nombre maximal d'appareils autorisés à être connectés à une interface téléphonique. La terminaison sur une interface peut consister en n'importe quelle combinaison d'appareils, sous réserve seulement de l'équivalent que la somme des REN de tous les appareils ne dépasse pas cinq.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003, RSS-210



Serene Group, Inc



14731 Carmenita Road, Norwalk, CA. 90650



Toll Free: 866-376-9271, Fax: 562-483-2087



Website: www.sereneinnovations.com



Email: Customercare@Sereneinnovations.com

